

## Водяная баня-шейкер New Brunswick Scientific



### Innova 3100 / C76

- микропроцессорное управление, ЖК-дисплей отображает скорость, время, температуру, предупреждения и сообщения о неполадках
- таймер от 0.1 до 99.9 ч, звуковая и световая сигнализация при завершении цикла
- звуковая и визуальная сигнализация при отклонении скорости  $\pm 5$  об/мин, температуры  $\pm 1^\circ \text{C}$
- автоматическое отключение нагревательных элементов при перегреве
- остановка цикла и сохранение в памяти рабочих параметров при отключении питания, автоматический запуск при восстановлении питания
- материал бани – нержавеющая сталь

- для модели Innova 3100 автоматическое поддержание уровня воды в бане (требуется подсоединение к линии подачи воды и сливу)

Модель	Innova 3100	C76
Кат. №	M1231-0002	M1248-0003
Температурный диапазон	Комн. температура $+5^\circ \text{C}$ до $100^\circ \text{C} \pm 0.1^\circ \text{C}$	Комн. т-ра $+7^\circ \text{C}$ до $80^\circ \text{C} \pm 0.25^\circ \text{C}$
Орбита (см)	1.3	
Скорость (об/мин)	25-400 $\pm 1$	50-300 $\pm 2$
Платформа (см)	30.5 x 42	
Объем (л) / размеры ШxГxВ(см)	15 / 35 x 43 x 20	
Емкость	2 x 2 л; 6 x 500 мл для универсальной платформы M1231-9930	
Габариты ШxГxВ(см)	43 x 70 x 37	54x68x47
Аксессуары:	M1231-2010 Крышка, плексиглас, для температуры $< 60^\circ \text{C}$ M1231-2000 Крышка, нерж. сталь, для температуры $> 60^\circ \text{C}$	

*Для заказа полной рабочей комплектации шейкера необходимо выбрать: шейкер, платформу зажимы для колб, штативы для пробирок*

[info@analytuniversal.ru](mailto:info@analytuniversal.ru)

Телефон: (495) 647-02-46, факс: (495) 955-41-60

ООО «Аналит-Универсал»

119991 Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 5, офис 313 (ИНХС)